

Gebruikershandleiding Carbon Loopkruk



Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door en volg de instructies nauwkeurig op!

Voorwoord

Onze Carbon Loopkrukken zijn geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Ze bieden de onderste ledematen assistentie bij de coördinatie en steun bij het staan en lopen; zowel buiten als binnen. De Carbon Loopkrukken zijn opvouwbaar, dus licht en makkelijk mee te nemen. Lees voor het eerste gebruik de veiligheidsvoorschriften aandachtig door!

1. Algemene productinformatie

Onze opvouwbare loopkrukken kenmerken zich door de volgende eigenschappen:


- Hoge belastbaarheid
- Eenvoudig verstelbaar door drukknop
- Aanpasbaar aan vrijwel elke lichaamslengte
- Reflectoren voor en achter
- Gemaakt van hoogwaardige materialen



Alle producten van Ossenberg voldoen aan de Europese richtlijnen voor Medische Hulpmiddelen. Daarnaast is de Duitse fabrikant gecertificeerd volgens DIN EN ISO 13485 & 9001.

2. Veiligheidsvoorschriften

- Vraag uw winkelier/zorgprofessional om advies hoe de opvouwbare loopkruk te gebruiken!
- Uw winkelier/zorgprofessional stelt graag de juiste functionele en ergonomische hoogte voor u in! (Ons algemene advies: www.skylinemobility.com/nl/loopondersteuning/loopkruk/juiste-hoogte/)
- Let op: het maximale gebruikersgewicht is 140 kg. Een overschrijding van het toegestane lichaamsgewicht kan veiligheidsproblemen opleveren!
- Het is niet toegestaan om tassen, zakken of andere voorwerpen aan uw loopkruk te hangen!
- Het is niet toegestaan om mechanische wijzigingen aan te brengen. Hierdoor kan de productveiligheid en -aansprakelijkheid van de loopkruk niet meer worden gegarandeerd. Om dezelfde reden dient u uitsluitend originele onderdelen en accessoires te gebruiken!
- Gebruik de loopkruk alleen waarvoor deze bedoeld is. Gebruik het product dus niet om bijvoorbeeld iets op te tillen of te verschuiven. Misbruik de loopkruk niet als hulp voor het indrukken van liftknoppen of lichtsakelaars!
- De ondergrond is van cruciaal belang voor een veilige grip van uw loopkruk. Deze is sterk verminderd bij losse ondergrond zoals grind, zand of bladeren. Dit geldt ook bij sneeuw, ijs en gladheid! Wees uiterst voorzichtig op natte of ijzige ondergrond, zelfs vochtige tegels kunnen een onverwachts risico vormen. Tip: Schoenspikes en metaalnagels onder de dop van uw loopkruk zorgen voor meer grip bij gladde situaties. Voorkomen is altijd beter dan genezen!
- Wees extra alert bij oneffenheden of gaten in de grond. Uw steun kan onverwachts wegvallen of wegglijden. Let op: bij onvoldoende licht zijn oneffenheden nauwelijks zichtbaar. Houd hier rekening mee!
- Ook matten of losse vloerbedekking kunnen een struikelblok vormen waardoor de loopkruk kan wegglijden!
- Zorg bij het instellen van de hoogte dat de complete knop uit het gat steekt. U hoort dan een klik!
- De hoogteverstelling wordt blootgesteld aan een zekere mate van slijtage. Uitgesleten gaten kunnen een veilige vergrendeling van de drukknop niet meer garanderen!
- Alle verbindingen moeten goed vastzitten! Gelieve dit vóór elk gebruik te controleren!
- De rubberen antislipdop is slijtage-gevoelig. Vervang dit onderdeel indien nodig!
- Waarschuw uw winkelier/zorgprofessional wanneer de loopkruk zichtbare beschadigingen vertoont!
- De loopkruk bevordert uw mobiliteit, maar wees continu bewust van het feit dat uw conditie en mobiliteit in het algemeen verminderd zijn!



3. Handelingen

Uitvouwen

De opgevouwen Carbon Loopkruk wordt compact in een opbergtas geleverd. Zorg bij het uitnemen van de kruk dat u de 2 à 3 delen tezamen vasthoudt. Zo voorkomt u dat de loopkruk zichzelf ongewenst ontvouwt. Het elastische koord verbindt de delen van de loopkruk. Draai van te voren de zwarte manchetring open indien de onderste buis met antislipdop zich niet in de middelste buis met verstellingsgaten bevindt. Houd bij het uitklappen van de loopkruk de buisdelen altijd zoveel mogelijk in het midden vast. Door de drukknop in het gat te plaatsen, fixeert u de buizen. U hoort dan een duidelijke klik. Controleer voor gebruik of alle delen goed in elkaar zitten!



Hoogte verstellen

De loopkruk is met één druk op de knop verstelbaar, zodat u altijd de gewenste hoogte kunt instellen. In 10 stappen kunt u een hoogte van 74 tot 97 cm bereiken. Let op: draai eerst de manchetring open alvorens u de knop indrukt en de loopkruk wilt verstellen. Trek de buis uit voor een langere instelling en duw de buis terug voor een kortere instelling. Bij een juiste boring van de knop in het gat hoort u een duidelijke klik. Roteer de buis iets als u de knop kwijt bent. Draai de manchetring weer dicht als de juiste hoogte is bereikt. Laat de hoogte altijd checken door uw zorgprofessional! (Ons algemene advies: www.skylinemobility.com/nl/loopondersteuning/loopkruk/juiste-hoogte/)

Opvouwen

U kunt de loopkruk in 2 of 3 delen inklappen. Het verschil zit in de plaatsing van de onderste buis met antislipdop. Deze wordt juist *uit* of zover mogelijk *in* de middelste buis met verstellingsgaten geschoven. Beide methodes vereisen het losdraaien van de manchetring. Houd de buisdelen bij het indrukken van de knop zoveel mogelijk in het midden vast en vouw ze naar elkaar toe. Houd de twee delen goed in één hand vast om vervolgens met de andere hand het laatste deel te ontkoppelen. Berg de Carbon Loopkruk in de bijgeleverde opbergtas op zodat deze zichzelf niet kan ontvouwen.



Antislipdop vervangen

Vervang de versleten rubberen dop voor meer grip. Trek de oude dop van de loopkruk en schuif het nieuwe onderdeel erop. Vraag uw winkelier om het juiste onderdeel met de bijbehorende afmetingen voor een goede passing. Let op: Zorg voor een metalen plaat in de dop ter bescherming van uw vloer. Scherpe delen kunnen anders in de rubberen dop achterblijven en de ondergrond beschadigen!

4. Gebruik

Het gebruik van een loopkruk kan zeer verschillend zijn en is afhankelijk van de individuele loopbeperkingen. Laat u daarom altijd instrueren door uw winkelier of zorgprofessional!

- Gebruik uw loopkruk niet in water. Maak uw loopkruk droog indien deze nat is geworden. Zo voorkomt u schade aan corroderende en oxiderende onderdelen. Langdurig contact met vocht moet vermeden worden!
- Het lopen met een loopkruk vergt enige oefening. Zorg dat u wordt ondersteund tijdens het eerste gebruik!
- Gebruik de loopondersteuning aan de kant van uw beste been!
- Gebruik de loopkruk altijd dichtbij uw lichaam, zo ervaart u de meeste steun!
- Plaats de loopkruk altijd recht op de grond, zodat deze niet uitglijdt!
- Pak de handgreep met volle hand volledig en stevig vast!
- Gebruik de armleuningen van de stoel bij het gaan zitten en staan!
- Draag -indien mogelijk- platte comfortabele schoenen. Uw been kan uw gewicht dan beter dragen!
- Mocht u vallen, zorg dan dat u niet op de loopondersteuning valt. Gooi deze bijvoorbeeld zijwaarts van u af.
- Raadpleeg uw zorgprofessional of uw loopkruk u ook kan helpen bij het traplopen. Houd een railing altijd met uw vrije hand vast. Maak één hand vrij als u twee loopkrukken gebruikt. Let op: Trappen zonder leuningen vormen een verhoogd risico. Gebruik deze alleen met extreme voorzichtigheid.



5. Voorzorgsmaatregelen

Door het gebruik van een loopondersteuning kunnen bepaalde lichaamsdelen ongebruikelijke belastingen ervaren. Dit kan de volgende ongewenste bijwerkingen veroorzaken: Pijn in schouders, armen, polsen en handen, overbelasting van de benen en uitputting. Zorg voor voldoende pauzes om pijn, overbelasting en vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen.

6. Opslag en onderhoud

- Bewaar de loopkruk nooit in de nabijheid van warmtebronnen zoals kachels en verwarmingen!
- Laat de loopkruk nooit voor een lange periode in de zon liggen. Sterke zonnestralen kunnen het kunststof aantasten!
- Bescherm uw loopkruk tegen omvallen en tegen lakbeschadigingen. Tip: Gebruik onze stokhouder!
- De rubberen dop is een slijtage-gevoelig onderdeel en moet af en toe vervangen worden!
- Laat uw loopkruk inspecteren als u deze voor een lange tijd (> 2 jaar) niet heeft gebruikt!
- Maak handgreep en rubberen onderdelen nooit schoon met vette stoffen i.v.m. slipgevaar!
- Maak uw loopkruk schoon met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek!
- Gebruik geen bleek- of oplosmiddelen; deze kunnen de kunststof delen beschadigen!
- Gebruik een geschikt ontsmettingsmiddel indien desinfectie noodzakelijk is. Houd rekening met de specificaties van de fabrikant!



7. Beperkingen

- Het maximale gebruikersgewicht voor de Carbon Loopkruk is 140 kg. Een overschrijding van het toegestane lichaamsgewicht kan veiligheidsproblemen opleveren. Neem contact op met uw winkelier bij hogere belastingen of in geval van twijfel!
- Verbogen of beschadigde loopkrukken mogen onder geen enkele omstandigheid meer gebruikt worden. De vereiste sterkte en stabiliteit kunnen dan namelijk niet meer gegarandeerd worden. Neem contact op met uw winkelier voor vervanging van uw loopkruk!

8. Garantie

Op uw nieuwe loopkruk geldt een garantieperiode van 2 jaar. Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, anders dan normaal gebruik, slijtage, onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, toegepaste, niet originele onderdelen en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals brand- en waterschade).

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling meegedeeld, behoudens dat wat door Ossenberg schriftelijk wordt gegarandeerd.

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU.

9. Afdanken

Raadpleeg uw lokale afvalinzamelingspunt bij het afdanken van uw loopkruk. Gooi het oude product dus niet zomaar in uw vuilnisbak!

10. Specificaties

Materiaal:	Carbon
Gewicht:	650 gram
Maximaal gebruikersgewicht:	140 kg
Hoogte:	74 - 97 cm (verstelbaar in 10 stappen)
Afmeting (opgevouwen):	50 cm
Handgreep:	Anatomische Softgrip, links- of rechtshandig gevormd
Markering:	CE
Artikelnummers:	Zwart: 220RASFSw-L (links) / 220RASFSw-R (rechts) Rood: 220RASFRO-L (links) / 220RASFRO-R (rechts)



Ossenberg GmbH

Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79

48432 Rheine

DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0

Fax +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

Internet www.ossenberg.com

E-Mail info@ossenberg.com



Exclusief verdeler Benelux:

