

Gebruikershandleiding Carbon Wandelstok



Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door en volg de instructies nauwkeurig op!

Voorwoord

Onze Carbon Wandelstokken zijn geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Ze bieden de onderste ledematen assistentie bij de coördinatie en steun bij het staan en lopen; zowel buiten als binnen. De carbon wandelstokken zijn opvouwbaar, dus licht en makkelijk mee te nemen. Lees voor het eerste gebruik de veiligheidsvoorschriften aandachtig door!

1. Algemene productinformatie

Onze opvouwbare wandelstokken kenmerken zich door de volgende eigenschappen:

- Hoge belastbaarheid
- Eenvoudig verstelbaar door drukknop
- Aanpasbaar aan vrijwel elke lichaamslengte
- Gemaakt van hoogwaardige materialen



Alle producten van Ossenberg voldoen aan de Europese richtlijnen voor Medische Hulpmiddelen. Daarnaast is de Duitse fabrikant gecertificeerd volgens DIN EN ISO 13485 & 9001.

2. Veiligheidsvoorschriften

- Vraag uw winkelier/zorgprofessional om advies hoe de opvouwbare wandelstok te gebruiken!
- Uw winkelier/zorgprofessional stelt graag de juiste functionele en ergonomische hoogte voor u in! (Oms algemene advies: www.skylinemobility.com/nl/loopondersteuning/wandelstok/juste-hoogte/)
- Let op: het maximale gebruikersgewicht is 100 kg. Een overschrijding van het toegestane lichaamsgewicht kan veiligheidsproblemen opleveren!
- Het is niet toegestaan om tassen, zakken of andere voorwerpen aan uw wandelstok te hangen!
- Het is niet toegestaan om mechanische wijzigingen aan te brengen. Hierdoor kan de productveiligheid en -aansprakelijkheid van de wandelstok niet meer worden gegarandeerd. Om dezelfde reden dient u uitsluitend originele onderdelen en accessoires te gebruiken!
- Gebruik de wandelstok alleen waarvoor deze bedoeld is. Gebruik het product dus niet om bijvoorbeeld iets op te tillen of te verschuiven. Misbruik de wandelstok niet als hulp voor het indrukken van liftknoppen of lichtsakelaars!
- De ondergrond is van cruciaal belang voor een veilige grip van uw wandelstok. Deze is sterk verminderd bij losse ondergrond zoals grind, zand of bladeren. Dit geldt ook bij sneeuw, ijs en gladheid! Wees uiterst voorzichtig op natte of ijzige ondergrond, zelfs vochtige tegels kunnen een onverwachts risico vormen. Tip: Schoenspikes en metaalnagels onder de dop van uw wandelstok zorgen voor meer grip bij gladde situaties. Voorkomen is altijd beter dan genezen!
- Wees extra alert bij oneffenheden of gaten in de grond. Uw steun kan onverwachts wegvallen of wegglijden. Let op: bij onvoldoende licht zijn oneffenheden nauwelijks zichtbaar. Houd hier rekening mee!
- Ook matten of losse vloerbedekking kunnen een struikelblok vormen waardoor de wandelstok kan wegglijden!
- Zorg bij het instellen van de hoogte dat de complete knop uit het gat steekt. U hoort dan een klik!
- De hoogtevastelling wordt blootgesteld aan een zekere mate van slijtage. Uitgesleten gaten kunnen een veilige vergrendeling van de drukknop niet meer garanderen!
- Alle verbindingen moeten goed vastzitten! Gelieve dit vóór elk gebruik te controleren!
- De rubberen antislipdop is slijtage-gevoelig. Vervang dit onderdeel indien nodig!
- Waarschuw uw winkelier/zorgprofessional wanneer de wandelstok zichtbare beschadigingen vertoont!
- De wandelstok bevordert uw mobiliteit, maar wees continu bewust van het feit dat uw conditie en mobiliteit in het algemeen verminderd zijn!



3. Handelingen

Uitvouwen

De opgevouwen Carbon Wandelstok wordt door het omhulsel op de plaats gehouden en in een plastic hoes geleverd. Het compacte pakketje past makkelijk in uw (hand)tas. Het elastische koord verbindt de vier delen van de wandelstok die perfect in elkaar passen. Houd bij het uitklappen van de wandelstok de buisdelen altijd in het midden vast. Alleen bij voldoende ruimte kunt u de wandelstok zichzelf laten ontvouwen. Houd dan de stok met gestrekte arm vast bij de handgreep alvorens u het omhulsel eraf haalt. Door het elastische koord klapt de wandelstok vanzelf uit. Controleer voor gebruik of alle delen goed in elkaar zitten!

Hoogte verstellen

De wandelstok is met één druk op de knop verstelbaar, zodat u altijd de gewenste hoogte kunt instellen. In 5 stappen van ieder 2 cm kunt u een hoogte van 85 tot 95 cm bereiken. Let op: draai eerst de manchetring open alvorens u de knop indrukt en de wandelstok wilt verstellen. Trek de buis uit voor een langere instelling en duw de buis terug voor een kortere instelling. Bij een juiste boring van de knop in het gat hoort u een duidelijke klik. Roteer de buis iets als u de knop kwijt bent. Draai de manchetring weer dicht als de juiste hoogte is bereikt. Laat de hoogte altijd checken door uw zorgprofessional! (Oms algemene advies: <https://www.skylinemobility.com/nl/loopondersteuning/wandelstok/juiste-hoogte/>).

Opvouwen

Voor het inklappen van de wandelstok begint u aan één kant. Houd de buisdelen altijd goed in het midden vast. Trek de eerste twee delen uit elkaar en vouw ze naar elkaar toe. Houd deze twee delen in één hand goed vast om vervolgens met de andere hand het volgende deel uit te trekken. Ga zo door totdat de wandelstok compleet is opgevouwen. Het omhulsel houdt de opgevouwen Carbon Wandelstok bij elkaar zodat deze zichzelf niet kan ontvouwen.


Antislipdop vervangen

Vervang de versleten rubberen dop voor meer grip. Trek de oude dop van de wandelstok en schuif het nieuwe onderdeel erop. Vraag uw winkelier om het juiste onderdeel met de bijbehorende afmetingen voor een goede passing. Let op: Zorg voor een metalen plaat in de dop ter bescherming van uw vloer. Scherpe delen kunnen anders in de rubberen dop achterblijven en de ondergrond beschadigen!

4. Gebruik

Het gebruik van een wandelstok kan zeer verschillend zijn en is afhankelijk van de individuele loopbeperkingen. Laat u daarom altijd instrueren door uw winkelier of zorgprofessional!

- Gebruik uw wandelstok niet in water. Maak uw wandelstok droog indien deze nat is geworden. Zo voorkomt u schade aan corroderende en oxiderende onderdelen. Langdurig contact met vocht moet vermeden worden!
- Het lopen met een wandelstok vergt enige oefening. Zorg dat u wordt ondersteund tijdens het eerste gebruik!
- Gebruik de loopondersteuning aan de kant van uw beste been!
- Gebruik de wandelstok altijd dichtbij uw lichaam, zo ervaart u de meeste steun!
- Plaats de wandelstok altijd recht op de grond, zodat deze niet uitglijdt!
- Pak de handgreep met volle hand volledig en stevig vast!
- Gebruik de arMLEUNINGEN van de stoel bij het gaan zitten en staan!
- Draag -indien mogelijk- platte comfortabele schoenen. Uw been kan uw gewicht dan beter dragen!
- Mocht u vallen, zorg dan dat u niet op de loopondersteuning valt. Gooi deze bijvoorbeeld zijwaarts van u af.
- Raadpleeg uw zorgprofessional of uw wandelstok u ook kan helpen bij het traplopen. Houd een railing altijd met uw vrije hand vast. Let op: Trappen zonder leuning vormen een verhoogd risico. Gebruik deze alleen met extreme voorzichtigheid.



5. Voorzorgsmaatregelen

Door het gebruik van een loopondersteuning kunnen bepaalde lichaamsdelen ongebruikelijke belastingen ervaren. Dit kan de volgende ongewenste bijwerkingen veroorzaken: Pijn in schouder, arm, pols en hand, overbelasting van het goede been en uitputting. Zorg voor voldoende pauzes om pijn, overbelasting en vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen.

6. Opslag en onderhoud

- Bewaar de wandelstok nooit in de nabijheid van warmtebronnen zoals kachels en verwarmingen!
- Laat de wandelstok nooit voor een lange periode in de zon liggen. Sterke zonnestralen kunnen het kunststof aantasten!
- Bescherm uw wandelstok tegen omvallen en tegen lakbeschadigingen. Tip: Gebruik onze stokhouder!
- De rubberen dop is een slijtage-gevoelig onderdeel en moet af en toe vervangen worden!
- Laat uw wandelstok inspecteren als u deze voor een lange tijd (> 2 jaar) niet heeft gebruikt!
- Maak handgreep en rubberen onderdelen nooit schoon met vette stoffen i.v.m. slipgevaar!
- Maak uw wandelstok schoon met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek!
- Gebruik geen bleek- of oplosmiddelen; deze kunnen de kunststof delen beschadigen!
- Gebruik een geschikt ontsmettingsmiddel indien desinfectie noodzakelijk is. Houd rekening met de specificaties van de fabrikant!



7. Beperkingen

- Het maximale gebruikersgewicht voor de Carbon Wandelstok is 100 kg. Een overschrijding van het toegestane lichaamsgewicht kan veiligheidsproblemen opleveren. Neem contact op met uw winkelier bij hogere belastingen of in geval van twijfel!
- Verbogen of beschadigde wandelstokken mogen onder geen enkele omstandigheid meer gebruikt worden. De vereiste sterkte en stabiliteit kunnen dan namelijk niet meer gegarandeerd worden. Neem contact op met uw winkelier voor vervanging van uw wandelstok!

8. Garantie

Op uw nieuwe wandelstok geldt een garantieperiode van 2 jaar. Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvorschriften, anders dan normaal gebruik, slijtage, onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, toegepaste, niet originele onderdelen en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals brand- en waterschade).

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling meegedeeld, behoudens dat wat door Ossenberg schriftelijk wordt gegarandeerd.

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU.

9. Afdanken

Raadpleeg uw lokale afvalinzamelingspunt bij het afdanken van uw wandelstok. Gooi het oude product dus niet zomaar in uw vuilnisbak!

10. Specificaties

Materiaal:	Carbon
Handgreep:	Derby- of Ergo-handgreep (Softtouch)
Gewicht:	Derby: 258 gram / Ergo: 300 gram
Maximaal gebruikersgewicht:	100 kg
Hoogte:	85 - 95 cm (verstelbaar in 5 stappen van 2 cm)
Afmeting (opgevouwen):	Derby: 30 cm / Ergo: 32 cm
Markering:	CE
Artikelnummer:	Derby: 13601 / Ergo: 16301



Ossenberg GmbH

Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79

48432 Rheine

DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 59 71 - 9 80 46 0

Fax +49 (0) 59 71 - 9 80 46 16

Internet www.ossenberg.com

E-Mail info@ossenberg.com



Exclusief verdeler Benelux:

